

株式会社フェルゼンファーマ  
札幌市中央区北10条西24丁目3番地  
ロートニッテン株式会社  
名古屋市南区桜本町40番地の2

タフルプロスト点眼液0.0015%「日点」  
— 加速試験 —

【試験薬剤】

タフルプロスト点眼液0.0015%「日点」

【製品規格】

含量 : 1mL中に、タフルプロスト15 $\mu$ gを含有する。  
性状 : 無色澄明の液  
pH : 5.7 ~ 6.3  
浸透圧比 : 1.0 ~ 1.1

【試験方法】

保存条件 : 5mLプラスチック製点眼容器 (3mL充填) 、最終包装形態(紙箱入り)、  
40 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C、20 $\pm$ 5%RH、保存期間 : 6ヵ月  
試験実施年月 : 2022年4月~2022年11月  
3ロット、n=3で試験を実施

【試験結果】※

項目 \ 測定時期	開始時	1ヵ月後	3ヵ月後	6ヵ月後
性状	無色澄明の液	無色澄明の液	無色澄明の液	無色澄明の液
pH	6.0	6.0	6.0	5.9~6.0
浸透圧比	1.0	1.0	1.0	1.1
含量	99.0~100.9%	96.8~99.6%	97.8~101.1%	99.7~103.8%

※ : 3ロットの測定結果の幅で記載

含量 : タフルプロストの表示量(15 $\mu$ g/mL)に対する割合